

15 ml PerformR Centrifuge Tubes, Flachdeckel

steril, Tube = Polystyrol, Deckel = PE

17 x 118 mm



10 Beutel à 50 Tubes = 500 Tubes

Artikel-Nr.: LC0192 | **Labcon** | Herstellernummer: 3130-345-008-9

263,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Frühlingsaktion

Boden: konisch

Deckel: Flachdeckel

Eigenschaft: PerformR

Sterilität: steril

Verpackung: 10 Beutel à 50 Tubes, 10 Beutel à 50 Tubes = 500 Tubes

Volumen: 15 ml