

15 ml SuperClear Centrifuge Tubes, Flachdeckel

17 x 118 mm



10 Beutel à 50 Tubes = 500 Tubes

Artikel-Nr.: LC0011 | [Labcon](#) | Herstellernummer: 3131-340-008-9

130,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Frühlingsaktion

Boden: konisch

Deckel: Flachdeckel

Eigenschaft: SuperClear

Sterilität: unsteril

Verpackung: 10 Beutel à 50 Tubes = 500 Tubes

Volumen: 15 ml