

15 ml SuperClear Centrifuge Tubes, PlugStyleDeckel

steril

17 x 118 mm



10 Beutel à 50 Tubes = 500 Tubes

Artikel-Nr.: LC0022 | [Labcon](#) | Herstellernummer: 3132-345-008-9

161,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Boden: konisch

Deckel: PlugStyleDeckel

Eigenschaft: SuperClear

Sterilität: steril

Verpackung: 10 Beutel à 50 Tubes = 500 Tubes

Volumen: 15 ml