

15 ml UVsafe Centrifuge Tubes, PlugStyleDeckel

steril

17 x 118 mm



10 Beutel à 50 Tubes = 500 Tubes

Artikel-Nr.: LC0162 | **Labcon** | Herstellernummer: 3132-445-008-9

170,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Boden: konisch

Deckel: PlugStyleDeckel

Eigenschaft: UVsafe

Sterilität: steril

Verpackung: 10 Beutel à 50 Tubes = 500 Tubes

Volumen: 15 ml