

15 ml PerformR Centrifuge Tubes, Flachdeckel

17 x 118 mm



Je 1 Beutel à 500 Tubes und 500 Deckeln

Artikel-Nr.: LC0053 | [Labcon](#) | Herstellernummer: 3146-870-008-9

77,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Frühlingsaktion

Boden: konisch

Deckel: Flachdeckel

Eigenschaft: PerformR

Sterilität: unsteril

Verpackung: Je 1 Beutel à 500 Tubes und 500 Deckeln

Volumen: 15 ml