

15 ml PerformR Centrifuge Tubes, PlugStyleDeckel

17 x 118 mm



Je 1 Beutel à 500 Tubes und 500 Deckeln

Artikel-Nr.: LC0063 | [Labcon](#) | Herstellernummer: 3147-870-008-9

110,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Herbstaktion

Boden: konisch

Deckel: PlugStyleDeckel

Eigenschaft: PerformR

Sterilität: unsteril

Verpackung: Je 1 Beutel à 500 Tubes und 500 Deckeln

Volumen: 15 ml