

## 50 ml SuperClear Centrifuge Tubes, Flachdeckel

steril, IntegraPack

29 x 115 mm



10 Beutel à 5 x 10 Tubes = 500 Tubes

Artikel-Nr.: LC0034 | [Labcon](#) | Herstellernummer: 3181-325-008-9

**336,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Aktionsangebote:** Frühlingsaktion

**Boden:** konisch

**Deckel:** Flachdeckel

**Eigenschaft:** SuperClear

**Sterilität:** steril

**Verpackung:** 10 Beutel à 5 x 10 Tubes = 500 Tubes

**Volumen:** 50 ml