

50 ml SuperClear Centrifuge Tubes, Flachdeckel

29 x 115 mm



10 Beutel à 50 Tubes = 500 Tubes

Artikel-Nr.: LC0031 | [Labcon](#) | Herstellernummer: 3181-340-008-9

169,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Frühlingsaktion

Boden: konisch

Deckel: Flachdeckel

Eigenschaft: SuperClear

Sterilität: unsteril

Verpackung: 10 Beutel à 50 Tubes = 500 Tubes

Volumen: 50 ml