

50 ml SuperClear Centrifuge Tubes, Flachdeckel

steril
29 x 115 mm



10 Beutel à 50 Tubes = 500 Tubes

Artikel-Nr.: LC0032 | Labcon | Herstellernummer: 3181-345-008-9

191,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Frühlingsaktion

Boden: konisch

Deckel: Flachdeckel

Eigenschaft: SuperClear

Sterilität: steril

Verpackung: 10 Beutel à 50 Tubes = 500 Tubes

Volumen: 50 ml