

50 ml SuperClear Centrifuge Tubes, PlugStyleDeckel

29 x 115 mm



10 Beutel à 50 Tubes = 500 Tubes

Artikel-Nr.: LC0041 | [Labcon](#) | Herstellernummer: 3182-340-008-9

189,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Boden: konisch

Deckel: PlugStyleDeckel

Eigenschaft: SuperClear

Sterilität: unsteril

Verpackung: 10 Beutel à 50 Tubes = 500 Tubes

Volumen: 50 ml