

50 ml PerformR Centrifuge Tubes, PlugStyleDeckel

steril
29 x 115 mm



10 Beutel à 50 Tubes = 500 Tubes

Artikel-Nr.: LC0082 | **Labcon** | Herstellernummer: 3187-345-008-9

203,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Boden: konisch

Deckel: PlugStyleDeckel

Eigenschaft: PerformR

Sterilität: steril

Verpackung: 10 Beutel à 50 Tubes = 500 Tubes

Volumen: 50 ml