

50 ml PerformR Centrifuge Tubes, PlugStyleDeckel

29 x 115 mm



Je 1 Beutel à 500 Tubes und 500 Deckeln

Artikel-Nr.: LC0083 | [Labcon](#) | Herstellernummer: 3197-870-008-9

155,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Herbstaktion

Boden: konisch

Deckel: PlugStyleDeckel

Eigenschaft: PerformR

Sterilität: unsteril

Verpackung: Je 1 Beutel à 500 Tubes und 500 Deckeln

Volumen: 50 ml