

1.5 ml ViewPoint Microcentrifuge Tube

Thermochromic Tube



5 Beutel à 100 Stück = 500 Stück

Artikel-Nr.: LC0301 | [Labcon](#) | Herstellernummer: 3005-840-000-9

49,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Frühlingsaktion
Deckel: Mit Druckverschluss
Eigenschaften: Thermochrom
Farbe: farblos
Graduierung: graduiert
Kategorie: Reaktionsgefäße
Material: PP
Verpackung: 5 Beutel à 100 Stück = 500 Stück
Volumen: 1.5 ml

Reaktionsgefäße, thermochrom

- „Real Time“ Temperatur Signalisierung durch Gefäßfarbwechsel
- Ab 4 °C Wechsel von farblos zu hellblau, ab 0 °C von hellblau zu dunkelblau
- Eine mögliche Eiskristallbildung in der Lösung kann so frühzeitig erkannt werden
- Ab 0 °C werden die Gefäße UV-Licht undurchlässig, ein Einwickeln in Aluminiumfolie ist nicht nötig. So können die Gefäße dann auch problemlos in 1,5 ml Tube Racks platziert werden.

Weitere Vorteile:

- „Leak Resistant“ Deckel mit 90° Öffnungswinkel
- Autoklavierbar
- Zentrifugierbar bis 40.000 RCF
- Großzügig dimensionierter Verschlussfläche am oberen Gefäßrand, höherer Widerstand gegenüber Überdruck bei hohen Temperaturen oder während der Lagerung
- Seitlich angebrachtes, aufgerautes Schriftfeld, für Schmier-freie Beschriftungen
- Medical Grade Rohmaterial

Special Features:
1.5 ml ViewPoint Tubes

