

## 1.5 ml ViewPoint Microcentrifuge Tube

Thermochromic Tube



5 Beutel à 100 Stück = 500 Stück

Artikel-Nr.: LC0301 | **Labcon** | Herstellernummer: 3005-840-000-9

**183,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Deckel:** Mit Druckverschluss

**Eigenschaften:** Thermochrom

**Farbe:** farblos

**Graduierung:** graduert

**Kategorie:** Reaktionsgefäße

**Material:** PP

**Verpackung:** 5 Beutel à 100 Stück = 500 Stück

**Volumen:** 1.5 ml

#### Reaktionsgefäße, thermochrom

- „Real Time“ Temperatur Signalisierung durch Gefäßfarbwechsel
- Ab 4 °C Wechsel von farblos zu hellblau, ab 0 °C von hellblau zu dunkelblau
- Eine mögliche Eiskristallbildung in der Lösung kann so frühzeitig erkannt werden
- Ab 0 °C werden die Gefäße UV-Licht undurchlässig, ein Einwickeln in Aluminiumfolie ist nicht nötig. So können die Gefäße dann auch problemlos in 1,5 ml Tube Racks platziert werden.

#### Weitere Vorteile:

- „Leak Resistant“ Deckel mit 90° Öffnungswinkel
- Autoklavierbar
- Zentrifugierbar bis 40.000 RCF
- Großzügig dimensionierter Verschlussfläche am oberen Gefäßrand, höherer Widerstand gegenüber Überdruck bei hohen Temperaturen oder während der Lagerung
- Seitlich angebrachtes, aufgerautes Schriftfeld, für Schmier-freie Beschriftungen
- Medical Grade Rohmaterial

**Special Features:**  
1.5 ml ViewPoint Tubes

