

15 ml ViewPoint Centrifuge Tube

IntegraPack, Thermochromic Tube

17 x 115 mm



2 Beutel à 5 x 10 Tubes

Artikel-Nr.: LC0214 | **Labcon** | Herstellernummer: 3210-320-008-9

59,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Frühlingsaktion

Boden: konisch

Deckel: Flachdeckel

Eigenschaft: ViewPoint

Sterilität: unsteril

Verpackung: 2 Beutel à 5 x 10 Tubes

Volumen: 15 ml