

## 50 ml ViewPoint Centrifuge Tube

IntegraPack, ThermoChromic Tube

29 x 115 mm



2 Beutel à 5 x 10 Tubes

Artikel-Nr.: LC0224 | Labcon | Herstellernummer: 3220-320-008-9

**71,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

## Beschreibung

**Aktionsangebote:** Frühlingsaktion

**Boden:** konisch

**Deckel:** Flachdeckel

**Eigenschaft:** ViewPoint

**Sterilität:** unsteril

**Verpackung:** 2 Beutel à 5 x 10 Tubes

**Volumen:** 50 ml