

50 ml ViewPoint Centrifuge Tube

steril, Thermochromic Tube

29 x 115 mm



12 Racks à 25 Tubes

Artikel-Nr.: LC0227 | [Labcon](#) | Herstellernummer: 3220-335-008-9

189,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Frühlingsaktion

Boden: konisch

Deckel: Flachdeckel

Eigenschaft: ViewPoint

Sterilität: steril

Verpackung: 12 Racks à 25 Tubes

Volumen: 50 ml