

15 ml ProtectR Centrifuge Tube, CO2 Resistant

IntegraPack

17 x 118 mm



2 Beutel à 5 x 10 Tubes = 100 Tubes

Artikel-Nr.: LC0254 | **Labcon** | Herstellernummer: 3830-320-000-9

69,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Frühlingsaktion

Boden: konisch

Deckel: Flachdeckel

Eigenschaft: CO2 Resistant, ProtectR

Sterilität: unsteril

Verpackung: 2 Beutel à 5 x 10 Tubes = 100 Tubes

Volumen: 15 ml