


## BioLocker 2D 0.5 ml Tube, SBS-Format

steril, Schraubdeckel, Innengewinde  
Rack mit 1D-Barcode und Orientation-Barcode



10 SBS Racks à 96 Tubes

Artikel-Nr.: 592003 | Biozym

**646,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Brand:** Biolocker  
**Codierung:** 1D-Barcode, Orientation-Barcode  
**Format:** Rack im SBS Format  
**Passend für Rackformat:** SBS/96  
**Produktart:** Gefäß mit Deckel  
**Schraubdeckel / Stopfen:** Innengewinde  
**Sterilität:** steril  
**Verpackung:** 10 SBS Racks à 96 Tubes  
**Volumen:** 0.5 ml

#### BioLocker 2D Barcode Tubes von Biozym

- Geeignet zur Lagerung -196 °C (Gasphase) bis 121°C
- Tubes im Reinraum hergestellt, DNase, RNase, Endotoxin-frei
- ISO 9001 und ISO 14001 zertifizierte Fertigung
- Tubes gefertigt aus hochreinem, medizinischen Polypropylen, frei von Schwermetallen, Phtalaten, Latex und Bisphenol A
- 100% Qualitätskontrolle der Barcodes auf Lesbarkeit
- Alle Racks standardmäßig mit seitlichem 1D linear-Barcode als auch Orientierungs-Barcode unter dem Rack
- Mit Tube-Grip Racks: Rotations-Block der Tubes im Rack durch kleine seitliche Stege in den Tube-Füßen

#### Übersicht SBS-Format

- Innengewinde Tubes mit bei der Fertigung eingespritzter TPE-Dichtung in Deckel aus medizinischem Polypropylen
- Alle Racks aus Polypropylen mit bruchsicherem Polycarbonat-Deckel
- Jeweils als „Tube im Rack“ oder Tubes und Racks einzeln erhältlich

Volumen (nominal)	0,5 mL	0,75 mL	1,1 mL	1,4 mL
Innenvolumen	0,3 mL	0,5 mL	0,75 mL	1 mL
Höhe Tube (mm)	20	27	36,5	44
Höhe Tube mit Deckel (mm)	27	34	43,5	51

Telefon: +49 (0) 51 52 / 90 20  
Telefax: +49 (0) 51 52 / 20 70  
E-Mail: [support@biozym.com](mailto:support@biozym.com)  
Internet: [www.biozym.com](http://www.biozym.com)

Rechtliches  
Registergericht: Amtsgericht Hannover  
Registernummer: HRB 101682  
UST-ID: DE 813739502

Biozym Scientific GmbH  
Geschäftsführer  
Dr. Sebastian Petri

Außendurchmesser Tube mit Deckel(mm)	8,4	8,4	8,4	8,4
Rack-Format	96er SBS	96er SBS	96er SBS	96er SBS
Rack-Höhe mit Deckel (mm)	31	37	50	55