

BioLocker 2D 1.1 ml Tube, SBS-Format

steril, Schraubdeckel, Innengewinde
Rack mit 1D-Barcode und Orientation-Barcode



10 SBS Racks à 96 Tubes

Artikel-Nr.: 592023 | Biozym

646,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Brand: Biolocker
Codierung: 1D-Barcode, Orientation-Barcode
Format: Rack im SBS Format
Passend für Rackformat: SBS/96
Produktart: Gefäß mit Deckel
Schraubdeckel / Stopfen: Innengewinde
Sterilität: steril
Verpackung: 10 SBS Racks à 96 Tubes
Volumen: 1.1 ml

BioLocker 2D Barcode Tubes von Biozym

- Geeignet zur Lagerung -196 °C (Gasphase) bis 121°C
- Tubes im Reinraum hergestellt, DNase, RNase, Endotoxin-frei
- ISO 9001 und ISO 14001 zertifizierte Fertigung
- Tubes gefertigt aus hochreinem, medizinischen Polypropylen, frei von Schwermetallen, Phtalaten, Latex und Bisphenol A
- 100% Qualitätskontrolle der Barcodes auf Lesbarkeit
- Alle Racks standardmäßig mit seitlichem 1D linear-Barcode als auch Orientierungs-Barcode unter dem Rack
- Mit Tube-Grip Racks: Rotations-Block der Tubes im Rack durch kleine seitliche Stege in den Tube-Füßen

Übersicht SBS-Format

- Innengewinde Tubes mit bei der Fertigung eingespritzter TPE-Dichtung in Deckel aus medizinischem Polypropylen
- Alle Racks aus Polypropylen mit bruchsicherem Polycarbonat-Deckel
- Jeweils als „Tube im Rack“ oder Tubes und Racks einzeln erhältlich

Volumen (nominal)	0,5 mL	0,75 mL	1,1 mL	1,4 mL
Innenvolumen	0,3 mL	0,5 mL	0,75 mL	1 mL
Höhe Tube (mm)	20	27	36,5	44
Höhe Tube mit Deckel (mm)	27	34	43,5	51
Außendurchmesser Tube mit Deckel (mm)	8,4	8,4	8,4	8,4

Telefon: +49 (0) 51 52 7 90 20
 Telefax: +49 (0) 51 52 7 20 70
 E-Mail: support@biozym.com
 Internet: www.biozym.com

Rechtliches
 Registergericht: Amtsgericht Hannover
 Registernummer: HRB 101682
 UST-ID: DE 813739502

Biozym Scientific GmbH
 Geschäftsführer
 Dr. Sebastian Petri

Rack-Format	96er SBS	96er SBS	96er SBS	96er SBS
Rack-Höhe mit Deckel (mm)	31	37	50	55