

BioLocker 2D 1.2 ml Tube, Cryo-Format

steril, Schraubdeckel, Außengewinde
für Racks im Cryoformat



500 Tubes bulk verpackt

Artikel-Nr.: 593002 | Biozym

225,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Brand: Biolocker
Codierung: 2D-Barcode
Format: Beutel
Produktart: Gefäß mit Deckel
Schraubdeckel / Stopfen: Außengewinde
Sterilität: steril
Verpackung: 500 Tubes bulk verpackt
Volumen: 1.2 ml

Tube-Volumen BioLocker Cryo-Format:

- Alle Volumen mit Innen- oder Außengewinde erhältlich
- Alle Racks aus bruchsicherem Polycarbonat (Deckel und Basis)
- Tubes jeweils mit und ohne seitlichen „human readable“ und 1D linearen Barcode erhältlich.

Spezifikationen BioLocker 2D Tubes Cryo-Format

Volumen (nominal)	1,2 ml	1,2 ml	2 ml	2 ml	5 ml	5 ml
Gewindeart (Innen-/Außengewinde)	Innen	Außen	Innen	Außen	Innen	Außen
Innenvolumen	1,2 ml	1,2 ml	1,8 ml	1,8 ml	4,5 ml	4,5 ml
Höhe Tube (mm)	32,5	40	38,5	44,9	76,7	84,2
Höhe Tube mit Deckel (mm)	41,8	42,2	47,8	47,2	86,2	86,4
Außendurchmesser Tube mit Deckel (mm)	12,5	13,2	12,5	13,2	12,7	13,2
Passende Racks (Cryo-Format)	9 x 9 10 x 10	9 x 9	9 x 9 10 x 10	9 x 9	9 x 9	9 x 9

Spezifikationen BioLocker Lagerracks Cryo-Format

Rack Typ (Anordnung Tubes)	10 x 10	9 x 9	9 x 9 für 5 ml Vials
Kompatibel mit folgenden Tube-Volumen	1,2 ml; 2 ml	1,2 ml; 2 ml	5 ml
Kompatibel mit folgenden Tube-Gewindetypen	Innengewinde	Innengewinde Außengewinde	Innengewinde Außengewinde
Breite x Länge Rack (mm)	135 x 135	132,5 x 132,5	132,5 x 132,5
Höhe Rack (mm)	52,4	52	90
Lochdurchmesser (mm)	12,9	12,8	12,8