

BioLocker 2D 2 ml Tube, Cryo-Format

steril, Schraubdeckel, Innengewinde



81 Tubes im Cryoformat-Rack

Artikel-Nr.: 593061 | Biozym

82,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Brand: Biolocker
Codierung: 2D-Barcode
Format: 81er, Cryoformat Rack
Passend für Rackformat: Cryoformat 81
Produktart: Gefäß mit Deckel im Rack
Schraubdeckel / Stopfen: Innengewinde
Sterilität: steril
Verpackung: 81 Tubes im Cryoformat-Rack
Volumen: 2.0 ml

Tube-Volumen BioLocker Cryo-Format:

- Alle Volumen mit Innen- oder Außengewinde erhältlich
- Alle Racks aus bruchsicherem Polycarbonat (Deckel und Basis)
- Tubes jeweils mit und ohne seitlichen „human readable“ und 1D linearen Barcode erhältlich.

Spezifikationen BioLocker 2D Tubes Cryo-Format

Volumen (nominal)	1,2 ml	1,2 ml	2 ml	2 ml	5 ml	5 ml
Gewindeart (Innen-/Außengewinde)	Innen	Außen	Innen	Außen	Innen	Außen
Innenvolumen	1,2 ml	1,2 ml	1,8 ml	1,8 ml	4,5 ml	4,5 ml
Höhe Tube (mm)	32,5	40	38,5	44,9	76,7	84,2
Höhe Tube mit Deckel (mm)	41,8	42,2	47,8	47,2	86,2	86,4
Außendurchmesser Tube mit Deckel (mm)	12,5	13,2	12,5	13,2	12,7	13,2
Passende Racks (Cryo-Format)	9 x 9 10 x 10	9 x 9	9 x 9 10 x 10	9 x 9	9 x 9	9 x 9

Spezifikationen BioLocker Lagerracks Cryo-Format

Rack Typ (Anordnung Tubes)	10 x 10	9 x 9 für 5 ml Vials
<small> Telefon: +49 (0) 51 52 / 20 20 Telefax: +49 (0) 51 52 / 20 70 E-Mail: support@biozym.com Internet: www.biozym.com </small>	<small> Registergericht: Amtsgericht Hannover Registernummer: HRB 101682 UST-ID: DE 813739502 </small>	<small> Biozym Labortechnik GmbH Geschäftsführer Dr. Sebastian Petri </small>

Kompatibel mit folgenden Tube-Volumen	1,2 ml; 2 ml	1,2 ml; 2 ml	5 ml
Kompatibel mit folgenden Tube-Gewindetypen	Innengewinde	Innengewinde Außengewinde	Innengewinde Außengewinde
Breite x Länge Rack (mm)	135 x 135	132,5 x 132,5	132,5 x 132,5
Höhe Rack (mm)	52,4	52	90
Lochdurchmesser (mm)	12,9	12,8	12,8