

BioLocker 2D 1.2 ml Tube, Cryo-Format

steril, Schraubdeckel, Innengewinde
mit 1D Barcode, für Racks im Cryoformat



500 Tubes bulk verpackt

Artikel-Nr.: 593001-1D | Biozym

245,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Brand: Biolocker
Codierung: 1D-Barcode, 2D-Barcode
Format: Beutel
Produktart: Gefäß mit Deckel
Schraubdeckel / Stopfen: Innengewinde
Sterilität: steril
Verpackung: 500 Tubes bulk verpackt
Volumen: 1.2 ml

Tube-Volumen BioLocker Cryo-Format:

- Alle Volumen mit Innen- oder Außengewinde erhältlich
- Alle Racks aus bruchsicherem Polycarbonat (Deckel und Basis)
- Tubes jeweils mit und ohne seitlichen „human readable“ und 1D linearen Barcode erhältlich.

Spezifikationen BioLocker 2D Tubes Cryo-Format

Volumen (nominal)	1,2 ml	1,2 ml	2 ml	2 ml	5 ml	5 ml
Gewindeart (Innen-/Außengewinde)	Innen	Außen	Innen	Außen	Innen	Außen
Innenvolumen	1,2 ml	1,2 ml	1,8 ml	1,8 ml	4,5 ml	4,5 ml
Höhe Tube (mm)	32,5	40	38,5	44,9	76,7	84,2
Höhe Tube mit Deckel (mm)	41,8	42,2	47,8	47,2	86,2	86,4
Außendurchmesser Tube mit Deckel (mm)	12,5	13,2	12,5	13,2	12,7	13,2
Passende Racks (Cryo-Format)	9 x 9 10 x 10	9 x 9	9 x 9 10 x 10	9 x 9	9 x 9	9 x 9

Spezifikationen BioLocker Lagerracks Cryo-Format

Telefon: +49 (0) 51 52 / 90 20
Telefax: +49 (0) 51 52 / 20 70
E-Mail: support@biozym.com
Internet: www.biozym.com

Rechtliches
Registergericht: Amtsgericht Hannover
Registernummer: HRB 101682
UST-ID: DE 813739502

Biozym Scientific GmbH
Geschäftsführer
Dr. Sebastian Petri

Rack Typ (Anordnung Tubes)	10 x 10	9 x 9	9 x 9 für 5 ml Vials
Kompatibel mit folgenden Tube-Volumen	1,2 ml; 2 ml	1,2 ml; 2 ml	5 ml
Kompatibel mit folgenden Tube-Gewindetypen	Innengewinde	Innengewinde Außengewinde	Innengewinde Außengewinde
Breite x Länge Rack (mm)	135 x 135	132,5 x 132,5	132,5 x 132,5
Höhe Rack (mm)	52,4	52	90
Lochdurchmesser (mm)	12,9	12,8	12,8