

BioLocker 2D 1.2 ml Tube, Cryo-Format

steril, Schraubdeckel, Außengewinde

Tubes mit 1D-, Racks mit 1D, Orientation-Barcode



81 Tubes im Cryoformat-Rack

Artikel-Nr.: 593052-1D | Biozym

88,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Brand: Biolocker

Codierung: 1D-Barcode, 2D-Barcode, Orientation-Barcode

Format: 81er, Cryoformat Rack

Passend für Rackformat: Cryoformat 81

Produktart: Gefäß mit Deckel im Rack

Schraubdeckel / Stopfen: Außengewinde

Sterilität: steril

Verpackung: 81 Tubes im Cryoformat-Rack

Volumen: 1.2 ml

Tube-Volumen BioLocker Cryo-Format:

- Alle Volumen mit Innen- oder Außengewinde erhältlich
- Alle Racks aus bruchsicherem Polycarbonat (Deckel und Basis)
- Tubes jeweils mit und ohne seitlichen „human readable“ und 1D linearen Barcode erhältlich.

Spezifikationen BioLocker 2D Tubes Cryo-Format

Volumen (nominal)	1,2 ml	1,2 ml	2 ml	2 ml	5 ml	5 ml
Gewindeart (Innen-/Außengewinde)	Innen	Außen	Innen	Außen	Innen	Außen
Innenvolumen	1,2 ml	1,2 ml	1,8 ml	1,8 ml	4,5 ml	4,5 ml
Höhe Tube (mm)	32,5	40	38,5	44,9	76,7	84,2
Höhe Tube mit Deckel (mm)	41,8	42,2	47,8	47,2	86,2	86,4
Außendurchmesser Tube mit Deckel (mm)	12,5	13,2	12,5	13,2	12,7	13,2
Passende Racks (Cryo-Format)	9 x 9 10 x 10	9 x 9	9 x 9 10 x 10	9 x 9	9 x 9	9 x 9

Spezifikationen BioLocker Lagerracks Cryo-Format

Telefon: +49 (0) 51 52 / 90 20
Telefax: +49 (0) 51 52 / 20 70
E-Mail: support@biozym.com
Internet: www.biozym.com

Rechtliches
Registergericht: Amtsgericht Hannover
Registernummer: HRB 101682
UST-ID: DE 813739502

Biozym Scientific GmbH
Geschäftsführer
Dr. Sebastian Petri

Rack Typ (Anordnung Tubes)	10 x 10	9 x 9	9 x 9 für 5 ml Vials
Kompatibel mit folgenden Tube-Volumen	1,2 ml; 2 ml	1,2 ml; 2 ml	5 ml
Kompatibel mit folgenden Tube-Gewindetypen	Innengewinde	Innengewinde Außengewinde	Innengewinde Außengewinde
Breite x Länge Rack (mm)	135 x 135	132,5 x 132,5	132,5 x 132,5
Höhe Rack (mm)	52,4	52	90
Lochdurchmesser (mm)	12,9	12,8	12,8