

## BioLocker 2D 5 ml Tube, Cryo-Format

steril, Schraubdeckel, Außengewinde

Tubes mit 1D-, Racks mit 1D, Orientation-Barcode



81 Tubes im Cryoformat-Rack

Artikel-Nr.: 593072-1D | Biozym

**128,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Brand:** Biolocker

**Codierung:** 1D-Barcode, 2D-Barcode, Orientation-Barcode

**Format:** 81er, Cryoformat Rack

**Passend für Rackformat:** Cryoformat 81

**Produktart:** Gefäß mit Deckel im Rack

**Schraubdeckel / Stopfen:** Außengewinde

**Sterilität:** steril

**Verpackung:** 81 Tubes im Cryoformat-Rack

**Volumen:** 5.0 ml

#### Tube-Volumen BioLocker Cryo-Format:

- Alle Volumen mit Innen- oder Außengewinde erhältlich
- Alle Racks aus bruchsicherem Polycarbonat (Deckel und Basis)
- Tubes jeweils mit und ohne seitlichen „human readable“ und 1D linearen Barcode erhältlich.

#### Spezifikationen BioLocker 2D Tubes Cryo-Format

| Volumen (nominal)                        | 1,2 ml           | 1,2 ml | 2 ml             | 2 ml   | 5 ml   | 5 ml   |
|------------------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|--------|--------|
| Gewindeart<br>(Innen-/Außengewinde)      | Innen            | Außen  | Innen            | Außen  | Innen  | Außen  |
| Innenvolumen                             | 1,2 ml           | 1,2 ml | 1,8 ml           | 1,8 ml | 4,5 ml | 4,5 ml |
| Höhe Tube (mm)                           | 32,5             | 40     | 38,5             | 44,9   | 76,7   | 84,2   |
| Höhe Tube mit Deckel (mm)                | 41,8             | 42,2   | 47,8             | 47,2   | 86,2   | 86,4   |
| Außendurchmesser Tube mit Deckel<br>(mm) | 12,5             | 13,2   | 12,5             | 13,2   | 12,7   | 13,2   |
| Passende Racks<br>(Cryo-Format)          | 9 x 9<br>10 x 10 | 9 x 9  | 9 x 9<br>10 x 10 | 9 x 9  | 9 x 9  | 9 x 9  |

#### Spezifikationen BioLocker Lagerracks Cryo-Format

Telefon: +49 (0) 51 52 / 90 20  
Telefax: +49 (0) 51 52 / 20 70  
E-Mail: [support@biozym.com](mailto:support@biozym.com)  
Internet: [www.biozym.com](http://www.biozym.com)

Rechtliches  
Registergericht: Amtsgericht Hannover  
Registernummer: HRB 101682  
UST-ID: DE 813739502

Biozym Scientific GmbH  
Geschäftsführer  
Dr. Sebastian Petri

| Rack Typ (Anordnung Tubes)                 | 10 x 10      | 9 x 9                        | 9 x 9<br>für 5 ml Vials      |
|--------------------------------------------|--------------|------------------------------|------------------------------|
| Kompatibel mit folgenden Tube-Volumen      | 1,2 ml; 2 ml | 1,2 ml; 2 ml                 | 5 ml                         |
| Kompatibel mit folgenden Tube-Gewindetypen | Innengewinde | Innengewinde<br>Außengewinde | Innengewinde<br>Außengewinde |
| Breite x Länge Rack (mm)                   | 135 x 135    | 132,5 x 132,5                | 132,5 x 132,5                |
| Höhe Rack (mm)                             | 52,4         | 52                           | 90                           |
| Lochdurchmesser (mm)                       | 12,9         | 12,8                         | 12,8                         |