

BioLocker CapPlug, gelb

für Innengewinde-Tubes im Cryo-Format



50 Stück

Artikel-Nr.: 593090 | Biozym

6,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Brand: Biolocker

Codierung: ohne Codierung

Farbe: gelb

Passend für Rackformat: Cryoformat 81/100

Produktart: Verschluss

Schraubdeckel / Stopfen: Deckelstopfen

Verpackung: 50 Stück