

Capp multi Pipette, 24-Kanal, 5 - 50 µl

Mehrkanal-Pipette
variables Volumen

1 Stück



Artikel-Nr.: 650544 | AHN

992,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Kanäle: 24-Kanal
Kategorie: Pipette
Marke: Capp multi
Pipettenvolumen: bis 50 µl
Produkteigenschaft: manuell
Verpackung: 1 Stück
Volumeneigenschaft: variables Volumen