

Ultra-LEAF Purified anti-human CD229 (Ly-9)

Mouse IgG1, kappa
HLy-9.1.25

BioLegend
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B326109 | **BioLegend** | Herstellernummer: 326109

162,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion
App_Abbrev: FA, FC, ICC, IP
Clone: HLy-9.1.25
Format: ULEAF
Isotype: kappa, Mouse IgG1
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 100 µg

Ultra-LEAF Purified anti-human CD229 (Ly-9)

Clone: HLy-9.1.25
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Other_Names: Ly9, Ly-9, SLAMF3
Size: 100 µg

Reactivity: Human
Format: ULEAF
App_Abbrev: FC, IP, ICC, FA
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=18898>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>