

TotalSeq-C0410 anti-human CD38

Mouse IgG1, kappa
HB-7

BioLegend
From Revvity



10 µg

Artikel-Nr.: B356637 | **BioLegend** | Herstellernummer: 356637

222,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: PG

Clone: HB-7

Format: TOTALSEQ_C

Isotype: kappa, Mouse IgG1

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 10 µg

TotalSeq-C0410 anti-human CD38

Clone: HB-7

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: HB7, T10, ADP-ribosyl cyclase

Size: 10 µg

Reactivity: Human

Format: TOTALSEQ_C

App_Abbrev: PG

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=18722>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>