

Purified anti-p63 (?N)

Rat IgG2a, kappa
W17048F

BioLegend
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B699502 | **BioLegend** | Herstellernummer: 699502

152,25 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: ICC, WB

Clone: W17048F

Format: PURE

Isotype: kappa, Rat IgG2a

Species of Origin: Rat

Verpackung: 100 µg

Purified anti-p63 (?N)

Clone: W17048F

Isotype: Rat IgG2a, kappa

Other_Names: p63, ?N p63-alpha, p63-beta, p63-gamma, p63-delta, TP63, tumor protein p63

Size: 100 µg

Reactivity: Human

Format: PURE

App_Abbrev: WB, ICC

Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=16226>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>