

Ultra-LEAF Purified anti-mouse GITR Ligand

Rat IgG2a, kappa
5F1

BioLegend
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B147407 | **BioLegend** | Herstellernummer: 147407

162,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: Block, FC

Clone: 5F1

Format: ULEAF

Isotype: kappa, Rat IgG2a

Species of Origin: Rat

Verpackung: 100 µg

Ultra-LEAF Purified anti-mouse GITR Ligand

Clone: 5F1

Isotype: Rat IgG2a, kappa

Other_Names: GITRL, AITRL, TNFSF18, TL6

Size: 100 µg

Reactivity: Mouse

Format: ULEAF

App_Abbrev: FC, Block

Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=19145>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>