

PE anti-human CD158a (KIR2DL1)

Mouse IgG1, kappa
HP-DM1

BioLegend
From Revvity



25 tests

Artikel-Nr.: B374903 | **BioLegend** | Herstellernummer: 374903

87,75 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: HP-DM1

Format: PE

Isotype: kappa, Mouse IgG1

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 25 tests

PE anti-human CD158a (KIR2DL1)

Clone: HP-DM1

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: NKAT, NKAT1, p58.1, CD158A, KIR221, NKAT-1, KIR-K64

Size: 25 tests

Reactivity: Human

Format: PE

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=19051>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>