

SafeSeal Tips Premium 2.5 µl, steril

DNA-, DNase-, RNase-, ATP- und Pyrogenfrei
mit 10-14 Mikron Sealing Filter, chem. unbehandelt



10 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: 690005 | Biozym

109,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: ja

Graduierung: nein

Länge: normal

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 2.5 µl

Pipettenspitzen Linie: SafeSeal Premium

Sterilität: steril

Verpackung: 10 Racks à 96 Stück

Filterspitze passend für:

- Biozym PreCision 2.5 µl
- Sartorius/Biohit Proline Plus 2.5 µl
- Sartorius/Biohit mLine 3 µl
- Brand Transferpette 1 µl
- Eppendorf 2.5 µl
- Finn Digital 2.0 µl
- Gilson Pipetman P-2
- Rainin Pipet-Classic PR2

Der ultimative Schutz Ihrer Proben und Pipetten vor Überpipettieren und Aerosolkontaminationen durch eine geringst mögliche Porengröße des Sealing-Filters von 10 - 15µm.

Die Vorteile:

- unbehandelter Sealing-Filter aus gesintertem Polyethylen
- Geringst mögliche, definierte Porengröße 10-15 µm optimale Filtrationstechnik
- Kontaminationsausschluss durch Aerosol-capture Filterverschluss bei Flüssigkeitskontakt (z. B. Überpipettieren) unter regulären Pipettierbedingungen
- Rückgewinnung von Probenflüssigkeit bei Filterkontakt möglich
- Vollautomatisch unter Reinraumbedingungen hergestellt
- E-Beam sterilisiert = frei von RNase, DNase, DNA, Pyrogen, Bioburden, PCR Inhibitoren, Endotoxinen

