

SuperClear Culture Tubes 13 x 100 mm, PS, steril

Kapazität 8 ml, ohne Deckel, Polystyrol, klar



8 Packungen à 125 Tubes

Artikel-Nr.: LC7078 | [Labcon](#) | Herstellernummer: 3425-355-000-9

165,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Deckel: Ohne Deckel

Farbe: klar

Material: PS

Sterilität: steril

Verpackung: 8 Packungen à 125 Tubes

Volumen: 8.0 ml