

HEPES buffer (1M) in normal saline

GMP grade

100 ml



Artikel-Nr.: 882120-FFM | [Lonza](#) | Herstellernummer: BEBP17-737E

126,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Eigenschaften: 1 M

Kategorie: Zellkultur Reagenzien

Produkttyp: Puffer

Verpackung: 100 ml

weitere Zusätze: 0.85% NaCl

HEPES-Puffer ist für die Verwendung in offenen Gefäßen bestimmt, die unter atmosphärischen Bedingungen inkubiert werden. HEPES-Puffer (N'-2-Hydroxyethylpiperazine-N'-2 ethansulfonic acid) verhält sich wie ein Zwitterion. Die Natriumchloridkonzentration des HEPES-gepufferten Mediums wurde reduziert, um die gleiche Osmolalität der ursprünglichen Medienformulierungen beizubehalten.

Anwendung: 25 mM Konzentration – 25 ml/l

Dieses BioWhittaker-Zellkulturreagens wird gemäß cGMP hergestellt und mit "For Further Manufacturing" (FFM) gekennzeichnet. GMP-Produkte sind nur für Forschungszwecke oder zur weiteren Herstellung bestimmt. DIESES PRODUKT IST NICHT FÜR DEN DIREKTEN THERAPEUTISCHEN GEBRAUCH BEI MENSCHEN BESTIMMT.