

PowerFeed A powder kit

1 x 10 Liter

Artikel-Nr.: 882400-D | [Lonza](#) | Herstellernummer: BE15-044D



Preis auf Anfrage

Beschreibung

Eigenschaften: CD, für Proteinproduktion, NAO, Pulvermedien Kit

Glutaminstatus: ohne L-Glutamin

Kategorie: Zellkultur Reagenzien

Produkttyp: CHO Feed-Medium

Verpackung: 1 x 10 Liter

Weitere Merkmale: Protein-frei

Chemisch definiertes und proteinfreies Powder Feed Kit zur Herstellung von 10 Liter flüssigem Feedmedium zur Optimierung des Zellwachstums

Vorteile:

- Optimiert für Lonza CHO-Zellkulturmedien ProCHO 4, 5 und PowerCHO 2
- Leicht skalierbar zur Unterstützung von Produktionsmengen mit hoher Dichte und großem Umfang
- Pulvermedien sorgen für die nötige Flexibilität nur das erforderliche Flüssigkeitsvolumen zu produzieren

Applikation:

- Proteinproduktion in hoher Ausbeute in CHO-Zellen

Lagerung:

- Basal Powder Komponente bei 2-8 °C
- Ferric Citrate Lösung bei 15-30 °C, LICHT GESCHÜTZT!

Dieses BioWhittaker-Zellkulturreagens wird gemäß cGMP hergestellt und mit "For Further Manufacturing" (FFM) gekennzeichnet. GMP-Produkte sind nur für Forschungszwecke oder zur weiteren Herstellung bestimmt. DIESES PRODUKT IST NICHT FÜR DEN DIREKTEN THERAPEUTISCHEN GEBRAUCH BEI MENSCHEN BESTIMMT.