

ClipTip Ext. 300 µl, orange, steril, Low Retention

für F1-ClipTip Pipetten 300 µl



8 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: 674531E | Thermo

61,90 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: nein

Länge: normal

Low Binding: ja

Maximalvolumen: 300 µl

Pipettenspitzen Linie: Clip Tip

Sterilität: steril

Verpackung: 8 Racks à 96 Stück