

ClipTip Ext. 300 µl, Filter, orange, steril, Low R

für F1-ClipTip Pipetten 300 µl

ThermoFisher
SCIENTIFIC



8 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: 674536E | Thermo

70,40 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: ja

Länge: normal

Low Binding: ja

Maximalvolumen: 300 µl

Pipettenspitzen Linie: Clip Tip

Sterilität: steril

Verpackung: 8 Racks à 96 Stück