

Nichiryo Model 2100DG-2, 0.4 - 2.0 ml

Increment 0.01 ml

Volume Reading 0/40~2/00

1 Stück

Artikel-Nr.: 656101 | Nichiryo

321,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Abbildung ähnlich

Beschreibung

Kanäle: 1-Kanal

Kategorie: Pipette

Marke: Nichiryo Model 2100DG-1

Pipettenvolumen: bis 2000 µl

Produkteigenschaft: manuell

Verpackung: 1 Stück

Volumeneigenschaft: variables Volumen