

Nichiryo Model 2100DG-5, 1.0 - 5.0 ml

Increment 0.02 ml

Volume Reading 1/00~5/00

1 Stück

Artikel-Nr.: 656102 | Nichiryo

321,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Abbildung ähnlich

Beschreibung

Kanäle: 1-Kanal

Kategorie: Pipette

Marke: Nichiryo Model 2100DG-1

Pipettenvolumen: bis 5000 µl

Produkteigenschaft: manuell

Verpackung: 1 Stück

Volumeneigenschaft: variables Volumen