

SC Culture Tubes 12 x 75 mm, U-Boden, PS

Kapazität 5 ml, ohne Deckel, Polystyrol, klar
Deckel s. Art. LC7050 & LC7090 - LC7098



Packung à 3000 Tubes

Artikel-Nr.: LC7010 | Labcon | Herstellernummer: 3305-800-000-9

207,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Deckel: Ohne Deckel

Farbe: klar

Form: U-Boden

Material: PS

Sterilität: unsteril

Verpackung: Packung à 3000 Tubes

Volumen: 5.0 ml

Rundboden-Kulturröhrchen - perfekt geeignet für eine Vielzahl allgemeiner Laboranwendungen.

Präzision aus extra klarem Polypropylen oder klarem Polystyrol.

- Die Polypropylenröhrchen sind gefrierfähig (-80 °C) und autoklavierbar (122 °C). Polystyrolröhrchen sind nicht autoklavierbar
- Die hierzu passenden Tube Caps bestehen aus Polyethylen niedriger Dichte und sorgen für eine sichere Abdichtung.
- Sie sind als geriffelter Plug Type Stopfen oder Dual Position Deckel erhältlich.
 - DUAL POSITION: Option für aerobe Anwendungen - Durch die zweistufige Abdichtung kann die Probe belüftet oder luftdicht / auslaufsicher verschlossen werden
 - PLUG-TYPE: Nicht für aerobe Anwendungen, dichter Stopfen