

Spitzen 20 µl Typ Rainin LTS, SuperSlik

Low Retention

Nachfolgeartikel für Art.-Nr. 741602X



10 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: LC3002 | **Labcon** | Herstellernummer: 1066-960-008-9

55,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Frühlingsaktion

Farbe: farblos

Filter: nein

Länge: normal

Low Binding: ja

Maximalvolumen: 20 µl

Pipettenspitzen Linie: Labcon

Spezialeigenschaften: Rainin Typ

Sterilität: unsteril

Verpackung: 10 Racks à 96 Stück



20 µl Pipettenspitze für Rainin® LTS Pipetten, passend für:

- Rainin E-Man Hybrid 0.1-2, 0.5-10, 2-20
- Rainin E4XLS 8 Ch 0.5-10, 2-20; 12 Ch 0.5-10
- Rainin EDP1 with LTS 0.5-10, 2-20; 8/24 Ch 1-10, 2-20
- Rainin EDP3 with LTS 0.5-10, 2-20; 8/24 Ch 0.5-10
- Rainin Pipet Lite/LTS 1/12 Ch 0.1-2, 0.5-10, 2-20
- Rainin XLS+ 1/12 Ch 0.1-2, 0.5-10, 2-20