

Spitzen 250 µl Typ Rainin LTS, SuperSlik

steril, Low Retention

Nachfolgeartikel für Art.-Nr. 741613X



10 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: LC3063 | **Labcon** | Herstellernummer: 1067-965-008-9

67,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Frühlingsaktion

Farbe: farblos

Filter: nein

Länge: normal

Low Binding: ja

Maximalvolumen: 250 µl

Pipettenspitzen Linie: Labcon

Spezialeigenschaften: Rainin Typ

Sterilität: steril

Verpackung: 10 Racks à 96 Stück



250 µl Pipettenspitze für Rainin® LTS Pipetten, passend für:

- Integra Viaflo Electronic 10-300 (to 200 µl); 8/12 Ch 10-300 (to 200 µl)
- Rainin E-Man Hybrid 10-100, 20-200
- Rainin E4XLS 8 Ch 5-50, 20-200; 12 Ch 5-50, 20-200
- Rainin EDP1 with LTS 10-100, 20-200; 8/24 Ch 5-50, 20-200
- Rainin EDP3 with LTS 5-50, 20-200; 8/25 Ch 5-50, 20-200
- Rainin Pipet Lite/LTS 1/12 Ch 10-100, 20-200
- Rainin XLS+ 1/12 Ch 10-100, 20-200