

Spitzen 300 µl Typ Rainin LTS, SuperSlik

steril, Low Retention

Nachfolgeartikel für Art.-Nr. 741633X



10 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: LC3073 | **Labcon** | Herstellernummer: 1160-965-008-9

62,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Frühlingsaktion

Farbe: farblos

Filter: nein

Länge: normal

Low Binding: ja

Maximalvolumen: 300 µl

Pipettenspitzen Linie: Labcon

Spezialeigenschaften: Rainin Typ

Sterilität: steril

Verpackung: 10 Racks à 96 Stück



300 µl Pipettenspitze für Rainin® LTS Pipetten, passend für:

- Rainin LTS E4XLS 8 Ch 20-300; 12 Ch 20-300
- Rainin LTS Pipet Lite/LTS 1/12 Ch 20-300
- Rainin LTS XLS+ 1/12 Ch 20-300