

Spitzen 1000 µl Typ Rainin LTS, SuperSlik

steril, Low Retention

Nachfolgeartikel für Art.-Nr. 741623X



6 Racks à 96 Stück



Artikel-Nr.: LC3083 | **Labcon** | Herstellernummer: 1068-965-008-9

49,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Frühlingsaktion

Farbe: farblos

Filter: nein

Länge: normal

Low Binding: ja

Maximalvolumen: 1000 µl

Pipettenspitzen Linie: Labcon

Spezialeigenschaften: Rainin Typ

Sterilität: steril

Verpackung: 6 Racks à 96 Stück



1000 µl Pipettenspitze für Rainin® LTS Pipetten, passend für:

- Rainin E-Man Hybrid 100-1000
- Rainin E4XLS 8 Ch 100-1000; 12 Ch 100-1000
- Rainin EDP1 with LTS 100-1000
- Rainin EDP3 with LTS 100-1000; 8/24 Ch 100-1000
- Rainin Pipet Lite/LTS 1/12 Ch 100-1000
- Rainin XLS+ 1/12 100-1000, 100-1200