

Spannungsgeber C, 300 V, 3000 mA, 300 W

programmierbar



1 Stück

Artikel-Nr.: 612037 | Biozym

1.019,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Herbstaktion

Eigenschaften: 300 V, 3000 mA, programmierbar

Kategorie: Blotting, Elektrophorese

Produktlinie: Spannungsgeber C

Produkttyp: Spannungsversorgung

Verpackung: 1 Stück

Ideal für vertikale Gelelektrophorese und fürs Blotting

Die Vorteile:

- High Performance - einfach zu bedienen
- Programmierbar - konstanter Strom oder konstante Spannung einstellbar
- Praktische "Pause-/Resume-Taste"
- Timer mit Alarm-Funktion

Die Daten:

- **Spannungsbereich:** 5-300 V
- **Ausgangsstrom:** 10-3000 mA
- **Leistung:** max. 300 W
- **Programmierung:**
 - Modi: konstante Spannung oder konstanter Strom (in 10 mA- bzw. 1 V-Schritten einstellbar)
 - Timer: 1 bis 999 min (mit Alarm-Funktion)
 - praktische "Pause-/Resume-Taste"
- **Ausgänge:** fünf, parallel