

Dual Position Caps für 12 x 75 mm Tubes

passend für 12 x 75 mm Tubes Art.Nr. LC7012-LC7029



3 Packungen à 1000 Caps = 3000 Caps

Artikel-Nr.: LC7050 | [Labcon](#) | Herstellernummer: 3300-800-000-9

99,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Deckel: 2-Position Schnappdeckel

Farbe: farblos

Material: PS

Verpackung: 3 Packungen à 1000 Caps = 3000 Caps