

Plug Caps, PE klar

passend für LC Tubes 13 x 100 und 12 x 75 mm



Abbildung ähnlich
Farbgebung beachten

Packung à 1000 Caps

Artikel-Nr.: LC7090 | [Labcon](#) | Herstellernummer: 3302-800-000-9

26,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Deckel: Plug Caps

Farbe: klar

Material: PE

Sterilität: unsteril

Verpackung: Packung à 1000 Caps