

Flex-T HLA-A*02:03 Monomer UVX

BioLegend
From Revvity



50 µg

Artikel-Nr.: B280017 | **BioLegend** | Herstellernummer: 280017

627,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: ELISA, FC

Format: FLEX_T

Verpackung: 50 µg

Flex-T HLA-A*02:03 Monomer UVX

Clone:

Isotype:

Other_Names: MHC tetramer, HLA tetramer, HLA monomer, MHC monomer

Size: 50 µg

Reactivity: Human

Format: FLEX_T

App_Abbrev: ELISA, FC

Species of Origin:

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=19421>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>