

APC/Cyanine7 anti-human CD271 (NGFR)

Mouse IgG1, kappa
ME20.4

BioLegend
From Revvity



25 tests

Artikel-Nr.: B345125 | [BioLegend](#) | Herstellernummer: 345125

137,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FC
Clone: ME20.4
Format: APC_CYANINE7
Isotype: kappa, Mouse IgG1
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 25 tests

APC/Cyanine7 anti-human CD271 (NGFR)

Clone: ME20.4
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Other_Names: p75NTR, TNFRSF16, p75(NTR), Gp80-LNGFR, NGFR, Nerve Growth Factor Receptor
Size: 25 tests

Reactivity: Human
Format: APC_CYANINE7
App_Abbrev: FC
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=19812>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>